

SERIE 400

CHARIOT PEDIATRIQUE 400

Avec ADAPTATION CIVIERE AERO S25.137



CARACTERISTIQUES

Chariot brancard comprenant :

- 1 structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique
- Finition peinture polyester gris galet RAL 9660
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions
- 1 couche spéciale avec verrouillage barquette aéronautique
- 2 béquilles renforcées escamotables à dépliage automatique assisté, 1 position intermédiaire haute (78 cm) et 1 position intermédiaire basse (27 à 50 cm)
- 2 commandes indépendantes réglables en hauteur
- 4 roues Ø 200 pivotantes (Rotation + Direction) avec blocage directionnel par commande aux pieds
- 4 roues Ø100 de reprise de charge
- 2 manettes de commande des béquilles avec rappel automatique en position de sécurité (brevet RTS CHAPUIS) avec indexation de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant)
- Adaptation pour système d'ancrage 3 points S 310 (2 avants+1arrière central)
- Hauteur de chargement : 60 cm
- Charge maximum conseillée : 300 kg (250 kg en position intermédiaire) Ne nécessite aucun portage lors de l'entrée ou la sortie de l'ambulance, si la hauteur du véhicule est adaptée;

Options d'usine

- Marquage personnalisé par gravage, 3 lignes maximum
- Béquilles spéciales pour chargement 50 ou 55 cm au lieu de 60 cm (sur demande)
- Couleur spéciale

Accessoires disponibles

- Porte sérum repliable télescopique en 3 parties alu (complet articulation + tige) testé et validé à 10G en position pliée
- Porte sérum repliable télescopique 2 parties alu (complet articulation + tige)
- Porte sérum télescopique en 3 parties alu (tige seule)
- Porte sérum télescopique en 2 parties alu (tige seule)
- Etau de porte sérum standard
- Porte-bouteille O² 1m3 (jeu de 2 supports latéraux repliables)


Dimensions en mm

- Longueur : 1900
- Largeur : 570
- Hauteur pliée : 295
- Hauteur dépliée : 885



Poids

- 65 Kg






Poignée pivotante pour bloquer la civière



Manette de commande de béquille avant avec rappel automatique en position de sécurité (vert)



Vue des différentes positions d'utilisation :



Position roulage



Position intermédiaire 1
(haute)



Position intermédiaire 2
(basse)



Position de transport dans le
véhicule

Plan du brancard :

