

CHARIOT BRANCARD MONOBLOC 201



CARACTERISTIQUES

Chariot brancard comprenant :

- 1 structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique
- Finition peinture polyester gris galet ral 9660 (longerons anodisés)
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions
- 1 couche avec toile, articulée en 1 partie (dossier) réglable par vérin à blocage hydraulique à commande bilatérale (système breveté)
- 2 barrières latérales rabattables inclinées
- 1 barrière de pieds
- 1 matelas grand confort 2 parties forme baquet bicolore dessus 1 couleur au choix : Bleu, Vert, Jaune, Rouge ou Gris (tranche grise épaisseur 8 cm)
- 2 béquilles escamotables à dépliage automatique assisté par vérins
- 4 roues Ø 200
- 2 manettes de commande des béquilles, avec rappel en position de sécurité, avec indexation de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant)
- Hauteur de chargement : 50 cm
- Charge maximum conseillée : 160 kg

Options d'usine

- Plan dur sous matelas
- Barrière de pieds renforcée
- Marquage personnalisé par gravage, 3 lignes maximum
- Matelas super confort (épaisseur 8 cm avec mousse à mémoire de forme)
- Positions intermédiaires sur béquille arrière sur demande
- Roues pivotantes arrières
- Couche amovible

Dimensions en mm

- Longueur : 1900
- Largeur : 570
- Hauteur plié : 275
- Hauteur déplié : 775


Poids

- 25 kg (brancard + matelas + barrières)



Accessoires disponibles

- Porte sérum repliable télescopique en 3 parties alu (complet articulation + tige) Testé et validé à 10G en position pliée
- Porte sérum repliable télescopique en 2 parties alu (complet articulation + tige)
- Porte sérum télescopique en 3 parties alu (tige seule)
- Porte sérum télescopique en 2 parties alu (tige seule)
- Etau de porte sérum standard
- Tablette support cardio 4 appuis « modèle pont » repliable
- Tablette support cardio 3 appuis, repliable avec supports avant indépendants
- Porte-bouteille 0² 1m³ (jeu de 2 supports latéraux repliables)
- Garnitures de barrières latérales couleur assortie au matelas
- Housse plastique protège matelas (Pieds)
- Sangle de sécurité avec boucle plastique
- Sangle de sécurité avec boucle métallique
- Adaptation arrière pour système d'ancrage S310
- Système d'ancrage 3 points S310, testé et validé à 10 g



Vue des différentes positions d'utilisation



Position roulage/brancardage



Position béquille arrière repliée



Position ambulance

Vue des différentes positions intermédiaires (sur demande)



Position intermédiaire 1



Position intermédiaire 2



Position déconseillée

Plan du brancard

