

SERIE 300

CHARIOT BRANCARD MONOBLOC 350 CF




GROUPE UTAC CERAM

CONFORME À LA NORME NF EN 1865
TESTÉ ET VALIDÉ PAR L'UTAC SELON LA NORME EN 1789
§ 4.5.9 : P.V. N°14/06618

CARACTERISTIQUES

Chariot brancard comprenant :

- 1 structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique
- Finition peinture polyester gris galet ral 9660 (longerons anodisés)
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions
- 1 couche avec plan dur en aluminium anodisé, articulée en 5 parties (appui-tête, dossier, assise, jambes et pieds) réglable par vérins à blocage hydraulique à commande déportée ou bilatérale (système breveté)
- 2 barrières latérales rabattables elliptiques
- 1 barrière de pieds
- 1 matelas grand confort 5 parties forme baquet bicolore, dessus 1 couleur au choix : Bleu, Vert, Jaune, Rouge ou Gris (tranche grise épaisseur 8 cm)
- 1 harnais 4 points et 1 sangle de jambes testés 10g
- 2 béquilles escamotables à dépliage automatique assisté par vérins
- 4 roues Ø 200 dont 2 pivotantes arrières (Rotation + Direction) avec blocage directionnel par commande aux pieds
- 2 manettes de commande des béquilles avec rappel automatique en position de sécurité (brevet RTS CHAPUIS) et indexation de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant)
- Adaptation pour système d'ancrage 3 points S 310 (2 avants + 1 arrière central)
- Hauteur de chargement : 50 cm
- Charge maximum conseillée : 180 kg (Testé à 250 kg selon la norme NF EN 1865 §5.1.1.2)

Dimensions en mm

- Longueur : 1900
- Largeur : 570
- Hauteur plié : 295
- Hauteur déplié : 795

Poids

- 38,5 kg (brancard + matelas + barrières + systèmes d'attache)

Normes

Conforme à la norme
NF EN 1865

Testé et validé par 

selon la norme NF EN 1789
§ 4.5.9 : P.V. n°14/06618



Options d'usine

- Couleur spécifique
- Couche amovible
- Barrière de pieds renforcée
- Marquage personnalisé par gravage, 3 lignes maximum
- Matelas super confort (épaisseur 9 cm avec mousse à mémoire de forme)
- Double commande de vérin de dossier (droite et gauche) restriction sur manette à la tête
- Positions intermédiaires sur béquille arrière sur demande

Accessoires disponibles

- Porte sérum repliable télescopique en 3 parties alu (complet articulation + tige) Testé et validé à 10G en position pliée
- Porte sérum repliable télescopique en 2 parties alu (complet articulation + tige)
- Porte sérum télescopique en 3 parties alu (tige seule)
- Porte sérum télescopique en 2 parties alu (tige seule)
- Etau de porte sérum standard
- Clips fixation porte sérum
- Tablette support cardio 4 appuis « modèle pont » repliable
- Tablette support cardio 3 appuis, repliable avec supports avant indépendants pour transfert latéral du patient
- Support spéciaux de tablette cardio (3 appuis) pour couche articulée
- Porte-bouteille O² 1m³ (jeu de 2 supports latéraux repliables)
- Garnitures de barrières latérales couleur assortie au matelas
- Housse plastique protège matelas (Pieds)
- Caisson de rangement série 400 couche fixe sous le dossier uniquement
- Système d'ancrage 3 points S310, testé et validé à 10g



Vue des différentes positions d'utilisation :



Position roulage / brancardage

Position béquille
arrière repliée

Position ambulance

Vue des différentes positions intermédiaires (sur demande) :



Position intermédiaire 1

Position intermédiaire 2

Position déconseillée

Plan du brancard

