

SERIE 400

# CHARIOT BRANCARD MONOBLOC 401



## CARACTERISTIQUES

### Chariot brancard comprenant :

- 1 structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique
- Finition brute (longerons anodisés)
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions
- 1 couche avec toile, articulée en 1 partie (dossier) réglable par vérin à blocage hydraulique à commande bilatérale (système breveté)
- 2 barrières latérales rabattables inclinées
- 1 barrière de pieds
- 1 matelas grand confort 2 parties forme baquet bicolore dessus 1 couleur au choix : Bleu, Vert, Jaune, Rouge ou Gris (tranche grise épaisseur 8 cm)
- 2 béquilles escamotables à dépliage automatique assisté, 6 hauteurs dont 4 intermédiaires. (Position tréteaux)
- 2 commandes indépendantes de réglable en hauteur
- 4 roues Ø 200
- 2 manettes de commande des béquilles avec rappel automatique en position de sécurité (brevet RTS CHAPUIS) et indexation de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant)
- Hauteur de chargement : 60 cm
- Charge maximum conseillée : 200 kg

### Dimensions en mm

- Longueur : 1900
- Largeur : 570
- Hauteur plié : 295
- Hauteur déplié : 895

### Poids

- 34,5 kg (brancard + matelas + barrières)



### Options d'usine

- Plan dur sous matelas
- Couche amovible
- Marquage personnalisé par gravage, 3 lignes maximum
- Matelas super confort (épaisseur 8 cm avec mousse à mémoire de forme)
- Béquilles spéciales pour chargement hauteur 50 cm au lieu de 60 cm
- Kit de reprise de charge
- 2 roues pivotantes avant avec blocage directionnel par commande aux pieds
- 2 roues pivotantes arrière avec blocage directionnel par commande aux pieds

## Accessoires disponibles

- Porte sérum repliable télescopique en 3 parties alu (complet articulation + tige) Testé et validé à 10G en position pliée
- Porte sérum repliable télescopique en 2 parties alu (complet articulation + tige)
- Porte sérum télescopique en 3 parties alu (tige seule)
- Porte sérum télescopique en 2 parties alu (tige seule)
- Etau de porte sérum standard
- Clips fixation porte sérum
- Tablette support cardio 4 appuis « modèle pont » repliable
- Tablette support cardio 3 appuis, repliable avec supports avant indépendants
- Porte-bouteille O<sup>2</sup> 1m<sup>3</sup> (jeu de 2 supports latéraux repliables)
- Garnitures de barrières latérales couleur assortie au matelas
- Housse plastique protège matelas (pieds)
- Sangle de sécurité avec boucle plastique
- Sangle de sécurité avec boucle métallique
- Adaptation arrière pour système d'ancrage S310
- Système d'ancrage 3 points S310, testé et validé à 10 g




Manette de commande de béquille arrière avec rappel automatique en position de sécurité (rouge)



Manette de commande de réglage en hauteur (position intermédiaire)

Manette de commande de béquille avant avec rappel automatique en position de sécurité (vert)

**Vue des différentes positions d'utilisation**



Position roulage / brancardage

Position béquille arrière repliée

Position intermédiaire 1  
Ht : 795 mm

Position intermédiaire 2  
Ht : 695 mm

**Vue des différentes positions intermédiaires (sur demande)**



Position intermédiaire 3  
Ht : 595 mm

Position intermédiaire 4

Position ambulance

Position déconseillée

**Plan du brancard**

