

CHARIOT BRANCARD TRANSPORT DE CORPS

200 FCF TC



CARACTERISTIQUES

Chariot brancard comprenant :

- 1 structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique
- Finition peinture polyester gris « souris » ral 7005 (longerons anodisés)
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions
- 1 civière fixe avec plateau incurvé en aluminium anodisé
- 1 barrière de pieds
- 3 sangles de maintien avec boucle plastique
- 2 béquilles escamotables à dépliage automatique assisté par vérins
- 4 roues Ø 200 dont 2 équipées de frein à l'arrière
- 2 manettes de commande des béquilles avec rappel automatique en position de sécurité (brevet RTS CHAPUIS) et avec indexion de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant)
- Hauteur de chargement : 50 cm
- Charge maximum conseillée : 160 kg

Options d'usine

- Barrière de pieds renforcée (fixation par 4 points)
- Tôle d'appui sur barrière de pieds
- Marquage personnalisé par gravage, 3 lignes maximum
- Civière amovible avec 4 points de fixation
- Largeur spéciale (520 ou 470 mm pour caisson double corps)
- Roues pivotantes arrière avec blocage directionnel (série 200)
- Sangles de maintien avec boucle métallique
- Kit de fixation sur ancrage arrière
- 2 roulettes (installées sur la civière) pour déplacement latéral en position verticale (ascenseur) nécessitant la suppression du dépliage automatique des béquilles en version civière fixe (béquilles verrouillées en position pliée) ou en version civière amovible

Dimensions en mm

- Longueur : 1900
- Largeur : 570
- Hauteur pliée : 275
- Hauteur dépliée : 775

Poids

- 27 kg



Accessoires disponibles


- 4ème sangle de maintien côté jambes (nécessaire pour la position verticale)
- Système d'ancrage 3 points S310, testé et validé à 10 g




Vues des différentes positions d'utilisation




Position roulage / brancardage



Position ambulance



Béquille Arrière repliée (tête)



Béquille Avant repliée (pieds)



Position verticale (ascenseur)

Plan du brancard

